

血压数据分析简讯服务

调用地址：<http://dtbp.market.alicloudapi.com/alicloudapi/dailyTest/bloodPressure>

请求方式：POST

返回类型：JSON

请求参数：

名称	类型	是否必须	描述
id	STRING	可选	血压记录唯一标识 id,重复使用则不能再次分析生成简讯
memberId	STRING	可选	测量者唯一标识,用于关联既往数据
testTime	STRING	可选	测量时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
highValue	INT	必选	收缩压(mmHg)
lowValue	INT	必选	舒张压(mmHg)
disease	STRING	可选	现病史。枚举值逗号分隔 高血压 1, 糖尿病 2, 冠心病 3, 心肌梗死 5, 脑卒中 6, 糖尿病肾病 18, 糖尿病足 19, 糖尿病眼病 20, 肾功能衰竭 22, 急性肾炎 23, 慢性肾炎 24, 高血压眼病 25, 高脂血症 29, 心绞痛 30, 冠状动脉血运重建史(心脏支架或搭桥手术) 31, 缺血性脑卒中(脑梗死) 32, 脑出血(脑溢血) 33, 短暂性脑缺血发作(小中风) 34, 视网膜出血或渗出 35, 视网膜视乳头水肿 36

返回值：

名称	类型	描述
code	STRING	返回码, "0000"表示处理成功, 其余为失败
msg	STRING	处理结果
data	JSON	返回数据

正常返回值示例：

```

{
  "code": "0000",
  "msg": "操作成功",
  "data": {
    "result": "您好,您 2 月 28 日 11:33 检测血压 145/95mmHg: 属于 1 级高血压, 控制较不理想。鉴于您还有: 高脂血症、糖尿病、冠心病, 提示您: 请坚持监测血压并清淡饮食、适量运动、远离烟酒、保持好心情等; 如服药, 还请规律用药。",
    "highValue": 145,
    "lowValue": 95,
    "level": 1,
    "testTime": "2016-02-28 11:33:12",
    "describe": "属于 1 级高血压, 控制较不理想。",
    "suggest": "鉴于您还有: 高脂血症、糖尿病、冠心病, 请坚持检测血压并清淡饮食、适量运动、远离烟酒、保持好心情等; 如服药, 还请规律用药。"
  }
}

```

失败返回值示例:

```

{
  "code": "3001",
  "msg": "相同记录不能重复上传"
}

```

返回码定义:

错误码	描述
0000	操作成功
1011-2	现病史不在有效范围列表内, 请参见入参说明
37288	测量时间格式不是 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
3001	相同记录不能重复上传
9001	应用异常